

Hygieneleistungen rund um das Spitalbett

Aufbereitung von Kissen und Duvets



Aufbereitung von Bett- und Frotteewäsche
in validierten desinfizierenden Waschverfahren



Aufbereitung von Bettgestell, Zusatzteilen und Matratze
als optionale Dienstleistung vor Ort



MoppAccess
Mehrweg-Mikrofasermopp mit RFID-Chip und Logistic Controlling für hygienisch einwandfreie Böden




Die *bardusch* AG hat ein RABC-System etabliert und ist nach **EN 14065 zertifiziert**. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Aufbereitung von sämtlichen Textilien für das Gesundheitswesen gemäss den Hygienevorgaben für Spitalwäsche erfolgt.



Immer ein Serviceteam in Ihrer Nähe

bardusch ist als Textildienstleister schweizweit vertreten. Das textile Sortiment umfasst Bett- und Frotteewäsche sowie Berufs- und Schutzkleidung im Leasing. Mit Hotellerie und Gastronomie, Gesundheitswesen und Pflegezentren sowie Industrie, Gewerbe und öffentlichen Verwaltungen bedient *bardusch* alle Branchen.



- 1** *bardusch* AG
Flughafenstrasse 213
Postfach
CH-4012 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch
- 2** Niederlassung Brugg
Wildschachen
Postfach
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch
- 3** Niederlassung Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 836 39 39
rheinfelden@bardusch.ch
- 4** Succursale Sierre
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l'Île Falcon
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
bcs@bardusch.ch
- 5** Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch
- 6** Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits Champs 4
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
yverdon.bcs@bardusch.ch

Hygiene ControlSystem 2.0
Hygiene für Duvets, Kissen, Matratzen und Vorhänge im Gesundheitswesen



Effiziente Bettenhygiene zu planbaren Kosten

Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern ist eine einwandfreie Hygiene rund um das Spitalbett unumgänglich. Das Hygiene ControlSystem 2.0 (HyCS 2.0) von *bardusch* unterstützt Spitäler und Heime bei der Hygiene für Duvets und Kissen zu planbaren Kosten. Das System stellt zuverlässige Daten über den Hygienestatus der Teile zur Verfügung, ist einfach in der Handhabung und wird den individuellen Kundenanforderungen angepasst. Mit HyCS 2.0 kann jedes Spital und jedes Heim Hygiene und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen.



Mobiles Lesegerät zeigt aktuellen Hygienestatus

HyCS 2.0 – intelligente Technik, einfache Handhabung, einwandfreie Hygiene

- Duvets und Kissen sind mit einem RFID-Chip versehen.
- Mobiles Lesegerät für die Scannung vor Ort.
- Die Aufbereitungshäufigkeit der Bettinhalte ist gemäss Hygienestandard des einzelnen Spitals/Heims im System hinterlegt.
- Bei jeder Scannung wird im Display sofort mit einer Ampelfunktion angezeigt, ob eine Aufbereitung fällig ist oder ob der Bettinhalt weiter verwendet werden darf.
- Die Daten werden täglich über eine internetbasierte Schnittstelle mit dem Server bei *bardusch* aktualisiert.
- Durch die elektronische Verbindung hat der Kunde die Möglichkeit, seine Daten je Kostenstelle bis hin zum einzelnen Artikel einzusehen.



Planung und Optimierung der Aufbereitungskosten


Funktionen von HyCS 2.0

- Statusanzeige: zeigt den aktuellen Hygienestatus an sowie Daten und Historie des Artikels.
- Waschzähler: Erfassung der Aufbereitung mittels Scannung und Anzeige der Anzahl der Aufbereitungen.
- Fallzähler: Erfassung der Patienten pro Duvet mittels Scannung und Anzeige der aktuellen Fallzahl.

Nutzen

- Systematische Entscheidungshilfe je Teil durch eindeutige Darstellung des aktuellen Status
- Wichtiger Beitrag zur Infektionsprävention und zur Vermeidung nosokomialer Infektionen
- Einhaltung von Hygiene- und Budgetvorgaben
- Kostentransparenz
- Imagegewinn bei den Patienten durch nachweisbare Einhaltung des Hygienestandards
- Nachweis im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems
- Einsatz in hauseigenen Wäschereien ist gleichfalls möglich


Technische Voraussetzungen für HyCS 2.0



Anwendungsmöglichkeiten für HyCS 2.0




Duvets und Kissen



Matratzen



Betten



Vorhänge und Storen